




AESKUCARE®

Food Intolerance

Evaluation Sheet (EN)



AESKUCARE-Level	slgG ₄ Concentration
1	low
2*	moderate
3*	high

* corresponds to a moderate or high slgG₄ level. These results are regarded clinically relevant if they are in correlation with the medical history and symptoms

! Make sure to read under proper light conditions!

! Compare the patient signals (the middle and right band) in each test area with the standard (left control band)



Patient: _____

Date of birth: _____

Date of test: _____

Signature: _____

Medical history: _____

AESKUCARE® Food Intolerance ONE – Level


Code	Food	1	2	3	Code	Food	1	2	3		
1	f4	Wheat	1	2	3	21	f1	Egg white	1	2	3
2	f5	Rye	1	2	3	22	f75	Egg yellow	1	2	3
3	f6	Barley	1	2	3	23	f78	Casein	1	2	3
4	f7	Oat	1	2	3	24	f199	Cow's milk	1	2	3
5	fx87	Grain Mix A <small>Buckwheat Amaranth Goosefoot</small>	1	2	3	25	f300	Goat's milk	1	2	3
6	fx602	Grain Mix B <small>Corn Rice</small>	1	2	3	26	f325	Sheep's milk	1	2	3
7	f35	Potato	1	2	3	27	f3	Cod	1	2	3
8	f14	Soy	1	2	3	28	fx97	Fish Mix <small>Salmon Trout</small>	1	2	3
9	fx451	Yeast Mix <small>Baker's yeast Brewer's yeast</small>	1	2	3	29	f40	Tuna	1	2	3
10	f79	Gluten	1	2	3	30	fx81	Seafood Mix <small>Shrimp Squid Octopus</small>	1	2	3
11	f13	Peanut	1	2	3	31	f25	Tomato	1	2	3
12	f17	Hazelnut	1	2	3	32	fx144	Legume Mix <small>Pea Green bean</small>	1	2	3
13	f20	Almond	1	2	3	33	fx98	Veg. Mix A <small>Carrot Celery</small>	1	2	3
14	f29	Banana	1	2	3	34	fx99	Veg. Mix B <small>Cabbage Broccoli</small>	1	2	3
15	fx88	Fruit Mix A <small>Lemon Orange</small>	1	2	3	35	fx96	Leek Mix <small>Garlic Onion Leek</small>	1	2	3
16	fx90	Fruit Mix B <small>Strawberry Grape Peach</small>	1	2	3	36	f88	Lamb/Mutton	1	2	3
17	f49	Apple	1	2	3	37	fx91	Meat Mix A <small>Pork Beef</small>	1	2	3
18	f52	Pineapple	1	2	3	38	fx92	Meat Mix B <small>Chicken Turkey</small>	1	2	3
19	f84	Kiwi fruit	1	2	3	39	f955	Coffee	1	2	3
20	f97	Cacao	1	2	3	40	f89	Mustard	1	2	3



AESKUCARE®

Food Intolerance

Auswertebogen (DE)



AESKUCARE-Stufe	slgG ₄ -Konzentration
1	niedrig
2*	mäßig
3*	hoch

*entspricht einer mittleren oder hohen slgG₄-Stufe. Diese Ergebnisse sind als klinisch relevant angesehen, wenn sie im Zusammenhang mit der medizinischen Vorgeschichte und den Symptomen stehen.

! Bitte achten Sie beim Auslesen auf ausreichende Lichtbedingungen!

! Vergleichen Sie die Patientensignale (mittlere und rechte Bande) je Fenster mit der Kontrolle (linke Bande)!



Patient: _____

Geburtsdatum: _____

Testdatum: _____

Unterschrift: _____

Med. Hintergrund: _____

AESKUCARE® Food Intolerance ONE – Stufe

Code	Nahrungsmittel	1	2	3
1	f4 Weizen	1	2	3
2	f5 Roggen	1	2	3
3	f6 Gerste	1	2	3
4	f7 Hafer	1	2	3
5	fx87 Getreidemix A <small>Buchweizen Amaranth Quinoa</small>	1	2	3
6	fx602 Getreidemix B <small>Mais Reis</small>	1	2	3
7	f35 Kartoffel	1	2	3
8	f14 Soja	1	2	3
9	fx451 Hefemix <small>Bäckerhefe Brauerhefe</small>	1	2	3
10	f79 Gluten	1	2	3
11	f13 Erdnuss	1	2	3
12	f17 Haselnuss	1	2	3
13	f20 Mandel	1	2	3
14	f29 Banane	1	2	3
15	fx88 Früchtemix A <small>Zitrone Orange</small>	1	2	3
16	fx90 Früchtemix B <small>Erdbeere Weintraube Pflirsich</small>	1	2	3
17	f49 Apfel	1	2	3
18	f52 Ananas	1	2	3
19	f84 Kiwi	1	2	3
20	f97 Kakao	1	2	3

Code	Nahrungsmittel	1	2	3
21	f1 Hühnereiweiß	1	2	3
22	f75 Hühnereigelb	1	2	3
23	f78 Kasein	1	2	3
24	f199 Kuhmilch	1	2	3
25	f300 Ziegenmilch	1	2	3
26	f325 Schafsmilch	1	2	3
27	f3 Kabeljau	1	2	3
28	fx97 Fischmix <small>Lachs Forelle</small>	1	2	3
29	f40 Thunfisch	1	2	3
30	fx81 Seefrüchtemix <small>Garnelle Tintenfisch Oktopus</small>	1	2	3
31	f25 Tomate	1	2	3
32	fx144 Hülsenfrüchtemix <small>Erbsen grüne Bohne</small>	1	2	3
33	fx98 Gemüsemix A <small>Karotte Sellerie</small>	1	2	3
34	fx99 Gemüsemix B <small>Weißkohl Brokkoli</small>	1	2	3
35	fx96 Lauchmix <small>Knoblauch Zwiebel Porree</small>	1	2	3
36	f88 Lamm/Schaf	1	2	3
37	fx91 Fleischmix A <small>Schwein Rind</small>	1	2	3
38	fx92 Fleischmix B <small>Huhn Pute</small>	1	2	3
39	f955 Kaffee	1	2	3
40	f89 Senf	1	2	3