




# AESKUCARE<sup>®</sup>

## Food Intolerance

### Fiche d'évaluation (FR)



AESKUCARE <sup>®</sup> - Niveau	Concentration des IgG <sub>4</sub> s
1	faible
2*	modérée
3*	élevée

\*correspond à une concentration des IgG<sub>4</sub>s modérée à élevée. Ces résultats sont cliniquement pertinents s'ils sont associés aux antécédents médicaux et aux symptômes

! À lire dans des conditions lumineuses suffisantes!

! Comparer les signaux du patient (bande du milieu et de droite) avec la référence (bande de contrôle de gauche) pour chacune des zones de test.



Patient : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_\_

Date du test : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Antécédents médicaux : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

### AESKUCARE<sup>®</sup> Food Intolerance ONE – Niveau

Code	Aliment	1	2	3	Code	Aliment	1	2	3
1	f4 Froment	1	2	3	21	f1 Blanc d'œuf	1	2	3
2	f5 Seigle	1	2	3	22	f75 Jaune d'œuf	1	2	3
3	f6 Orge	1	2	3	23	f78 Caséine	1	2	3
4	f7 Avoine	1	2	3	24	f199 Lait de vache	1	2	3
5	fx87 Ass.d.* céréales A Sarrasin   Amarante Quinoa	1	2	3	25	f300 Lait de chèvre	1	2	3
6	fx602 Ass.d.* céréales B Maïs   Riz	1	2	3	26	f325 Lait de brebis	1	2	3
7	f35 Pomme de terre	1	2	3	27	f3 Morue	1	2	3
8	f14 Soja	1	2	3	28	fx97 Ass.d.* poissons Saumon   Truite	1	2	3
9	fx451 Ass.d.* levures Levure de boulanger Levure de bière	1	2	3	29	f40 Thon	1	2	3
10	f79 Gluten	1	2	3	30	fx81 Ass.d.* fruits de mer Crevette   Calamar Poulpe	1	2	3
11	f13 Cacahuète	1	2	3	31	f25 Tomate	1	2	3
12	f17 Noisette	1	2	3	32	fx144 Ass.d.* légumes Petit pois   Haricot vert	1	2	3
13	f20 Amande	1	2	3	33	fx98 Ass.d.* légumes A Carotte   Céleri	1	2	3
14	f29 Banane	1	2	3	34	fx99 Ass.d.* légumes B Chou   Brocoli	1	2	3
15	fx88 Ass.d.* fruits A Citron   Orange	1	2	3	35	fx96 Ass.d.* poireaux Ail   Oignon   Poireau	1	2	3
16	fx90 Ass.d.* fruits B Fraise   Raisin Pêche	1	2	3	36	f88 Agneau/Mouton	1	2	3
17	f49 Pomme	1	2	3	37	fx91 Ass.d.* viandes A Porc   Bœuf	1	2	3
18	f52 Ananas	1	2	3	38	fx92 Ass.d.* viandes B Poulet   Dinde	1	2	3
19	f84 Kiwi	1	2	3	39	f955 Café	1	2	3
20	f97 Cacao	1	2	3	40	f89 Moutarde	1	2	3



### Ficha de evaluación (ES)



Nivel de AESKUCARE <sup>®</sup>	Concentración de slgG <sub>4</sub>
1	Bajo
2*	Moderado
3*	Alto

\*Se corresponde con un nivel de slgG<sub>4</sub> moderado o alto. Estos resultados se consideran de interés clínico si están relacionados con el historial médico y los síntomas.

! ¡Asegúrese de leer en condiciones de luz adecuadas!

! Compare las señales del paciente (bandas del medio y la derecha) en cada zona de prueba con el estándar (banda de control de la izquierda).



Paciente: \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_

Fecha de la prueba: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Historial médico: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Nivel de AESKUCARE<sup>®</sup> Food Intolerance ONE

Código	Alimento	1	2	3
1	f4 Trigo	1	2	3
2	f5 Centeno	1	2	3
3	f6 Cebada	1	2	3
4	f7 Avena	1	2	3
5	fx87 Mez.d.' cereales A Trigo sarraceno   Amaranto Quinua	1	2	3
6	fx602 Mez.d.' cereales B Maíz   Arroz	1	2	3
7	f35 Patatas	1	2	3
8	f14 Soja	1	2	3
9	fx451 Mezde.levaduras Levadura de panadería Levadura de cerveza	1	2	3
f79	Gluten	1	2	3
11	f13 Cacahuets	1	2	3
12	f17 Avellanas	1	2	3
13	f20 Almendras	1	2	3
14	f29 Plátano	1	2	3
15	fx88 Mez.d.' frutas A Limón   Naranja	1	2	3
16	fx90 Mez.d.' frutas B Fresa   Uva Melocotón	1	2	3
17	f49 Manzana	1	2	3
18	f52 Piña	1	2	3
19	f84 Kiwi	1	2	3
20	f97 Cacao	1	2	3

\* Mezcla de

Código	Alimento	1	2	3
21	f1 Clara de huevo	1	2	3
22	f75 Yema de huevo	1	2	3
23	f78 Caseína	1	2	3
24	f199 Leche de vaca	1	2	3
25	f300 Leche de cabra	1	2	3
26	f325 Leche de oveja	1	2	3
27	f3 Bacalao	1	2	3
28	fx97 Mez.d.' pescados Salmón   Trucha	1	2	3
29	f40 Atún	1	2	3
30	fx81 Mez.d.' mariscos Gambas   Calamares Pulpo	1	2	3
31	f25 Tomate	1	2	3
32	fx144 Mez.d.' legumbres Guisantes   Judías verdes	1	2	3
33	fx98 Mez.d.' verduras A Zanahoria   Apio	1	2	3
34	fx99 Mez.d.' verduras B Repollo   Brécol	1	2	3
35	fx96 Mez.d.' liliáceas Ajo   Cebolla Puerro	1	2	3
36	f88 Cordero/Carne de ovino	1	2	3
37	fx91 Mez.d.' carnes A Cerdo   Ternera	1	2	3
38	fx92 Mez.d.' carnes B Pollo   Pavo	1	2	3
39	f955 Café	1	2	3
40	f89 Mostaza	1	2	3